



不仅仅是 种植基台



NT-预成钛棒

在CAM进程中制作个性化基台



优点:

- 精确的预成种植接口
- 最佳牙龈形态: 两种牙龈高度
- 个性化基台设计 (直径等)
- 在切削过程中, 双边固定具备最佳稳定性

用途:

- 种植体上的套筒冠
- 冠体和桥体抗旋结构
- 咬合的螺丝固位结构

技术细节:

- 钛等级5



钛BASE

用于个性化种植基台



优点:

- 精确的接口数据
- 个性化基台设计
- 钛Base拥有大的粘接面积, 可以确保与个性化基台之间的稳定连接
- 用于常规使用, 也适用于CAD/CAM操作



用途:

- 用于连接组合基台的陶瓷上部结构 (二氧化锆或二硅酸锂) 或工程塑料 (PMMA, PEEK及复合材料等)



技术细节:

- 钛等级5



2段式复合钛BASE

用于不同种植体的角度补偿



优点:

- 自居中的锥形连接
- 灵活选择不同种植位置
- 可选粘接方式连接
- 固位力是由特殊通道形状及集成螺丝产生的
- 连接帽适用于不同种植系统及直径



用途:

- 杆卡
- 种植桥
- 非啮合结构



技术细节:

- 钛等级5



支架

*连接帽: 粘接



基台

*无连接帽: 螺丝连接



3D导向式扫描杆

用于高精度的种植体定位



优点:

- 精确的预成金属接口定位
- 可口扫及常规扫描
- 扫描杆的几何形状设计可以确保在不完全扫描的情况下在口腔CAD软件内的精确定位。
- 集成螺丝
- x射线检查
- 适用于牙列拥挤的情况



用途:

- 用于模型扫描
- 用于口内扫描



技术细节:

- 公差2-3 μm




国际专利
申请中



DIM*ANALOG

* 数字化种植模型替代体 (DIM)

适用于 12 个种植系统



特点:

- 种植替代体用于在CAD中进行数字化模型设计制作
- 有两部分构成
- 精确定位
- 位置可调整
- 替代体的设计支持重新精确复位人工牙龈



用途:

- 在数字化流程中的模型制作



技术细节:

- 不锈钢
- 钛等级5



国际专利
申请中



NT-IQ数据库

免费的CAD种植数据库




优点:

nt-IQ种植数据库可以让客户在现有的种植系统中设计个性化修复解决方案，在技工室中制作出最具精度及个性化的结构。


nt-IQ数据库包含:

- 钛Bases
- 2段式复合钛base系统
- Nt-预成钛棒 (单颗基台)
- 数字化种植模型替代体 (DIM)



用途:

- 在钛base上制作个性化种植基台
- 个性化钛种植基台
- 螺丝固位的桥和冠
- 种植杆卡、套筒冠
- 数字化种植模型替代体 (DIM)



已被证明的数字化种植流程



官方网站



官方微信



ceraMagix™
Dental CAD/CAM Solutions

中国区经销商

无锡赛锐斯医疗器械有限公司

江苏省 无锡市 锡山经济开发区 芙蓉中三路99号

瑞云5座512室 214192

电话: +86 (0) 510-6878 0666

传真: +86 (0) 510-6878 1666

E-mail: info@ceramagix.com

http://www.CeraMagix.com



nt-trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str.18

76187 Karlsruhe/Germany

info@nt-trading.com

Phone: +49 (0)721 / 91 54 71 60

Fax: +49 (0)721 / 91 54 71 61

www.nt-trading.com